

Kort gennemgang af Ultralydsrensere.

Der er 2 slags rensesvæske med - en mild (lysebrun) og en lidt skarpere (blå). Der skal kun bruges ca. 5% opløsning. Der kan med fordel benyttes varmt vand (max 65 grader) i stedet for at benytte rensesvæskens opvarmningsfunktion. Husk at læse brugsanvisningen (tager kun 5 minutter).

Når man er færdig med at bruge renseren, skal den bare skylles og tørres af med en papirserviet.

Henrik